

## Mallette électrostatique

Informations indicatives de [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr) du 23.02.2025/DE1

Référence: 1008031



vers la page produit

418,80 € TTC

Thèmes des expériences:

- \* Attraction électrostatique
- \* Répulsion électrostatique
- \* Phénomène d'électrisation par influence

Avec cet ensemble, menez une série de passionnantes expériences, pour certaines historiques, dans le domaine de l'électrostatique. Toutes les pièces sont munies de fiches bananes de 4 mm et sont rapidement interchangeables sur le support isolé. Vous pouvez utiliser les divers cordons de raccordement fournis pour raccorder l'appareil à une source de tension. Nous vous conseillons l'utilisation d'une machine de Whimshurst ou d'un générateur manuel (Van de Graaff).

Contenu:

Socle et tige support isolés, avec fixation pour accessoires et douille de 4 mm - sphère conductrice Ø 30 mm avec fiche de 4 mm - appareil "flux d'électrons" - double pendule en moelle de sureau avec support à crochet - sections de moelle de sureau (10 pièces), dans une boîte - boîtier avec électrode sphérique - boîtier avec électrode en pointe - tourniquet avec roulement à aiguilles - plumeau - condensateur plan - carillon électrostatique - bâton de friction en matière plastique avec douille de 4 mm - cordons de raccordement. Tous les éléments sont livrés dans une mallette avec notice.

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
[info@conatex.fr](mailto:info@conatex.fr) · [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr)

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
[info@conatex.be](mailto:info@conatex.be) · [www.conatex.be](http://www.conatex.be)