

## Système vestibulaire

Informations indicatives de www.conatex.fr du 03.02.2025/DE1

Référence: 1044220



vers la page produit

597,60 € TTC

Niveau:  
lycée/collège

Ce modèle permet d'illustrer l'effet de l'endolymphe sur les cellules ciliées, en tournant un tube de verre rempli de liquide. Une lamelle verticale en caoutchouc se plie dans le sens inverse de la rotation. La représentation du phénomène du "tournois" est également possible.

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
info@conatex.be · www.conatex.be