

Initiation à l'électrophorèse sur gel

Informations indicatives de www.conatex.fr du 24.11.2024/DE1

Référence: 1086411



vers la page produit

67,08 € TTC

Facile à réaliser, nécessite peu ou pas de connaissances préalables.

Excellent pour enseigner les principes de base de l'électrophorèse. Les étudiants se familiarisent avec les techniques générales, telles que la préparation de gels d'agarose, le chargement d'échantillons dans des puits d'échantillons, l'utilisation de chambres de gel et d'alimentations électriques, l'observation des résultats et la mesure des distances de migration. Ce kit utilise 5 colorants uniques pour démontrer les différences de taux de migration et de charges. Il comprend le matériel suffisant pour une manipulation.

Contenu:

- 1 agarose 0,8 % 60 ml
- 1 Tampon TBE 20 mL
- 1 bac à coloration plastique
- 8 pipettes
- 1 règle
- 1 bleu de bromophénol 0,25 ml
- 1 Orange de méthyle 0,25 mL
- 1 Ponceau G 0,25 mL
- 1 Pyronine Y 0,25 mL
- 1 xylène cyanol 0,25 ml
- 1 Inconnu #1, 0,25 mL
- 1 Inconnu #2, 0,25 mL
- 1 Inconnu #3, 0,25 mL
- 1 notice en anglais

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be