

Paradoxe de Pascal

Informations indicatives de www.conatex.fr du 23.02.2025/DE1

Référence: 1122057



LAB
Gear



vers la page produit

307,20 € TTC

Démonstration du paradoxe hydrostatique

La pression hydrostatique dans le récipient agit sur une membrane en caoutchouc. La déformation de la membrane est transmise et affichée sur l'échelle graduée grâce à un cadran mécanique. Mesure de la pression à différentes hauteurs d'eau, dans différentes formes de récipients.

Dimensions:

env. 260 x 100 x 350 mm

Masse:

1000 g

Contenu:

Support avec membrane destiné à accueillir quatre récipients en verre de formes différentes (inclus), tige de support avec pointeur pour marquer le niveau d'eau.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be