

Brûleur électrique HOFFMAN avec support

Informations indicatives de www.conatex.fr du 18.07.2024/DE1

Référence: 1143004



vers la page produit

717,60 € TTC

- Grille de protection exclusive
- Sûr, pas de flamme nue, pas de gaz
- Travail propre et sans odeur
- Chauffage uniforme, pas de surchauffe locale
- Températures jusqu'à 700°C

L'alternative polyvalente et sûre au bec Bunsen. Au lieu d'un raccordement au gaz comme le bec Bunsen, qui comporte des risques (fuite de gaz intempestive, risque d'explosion), utilisez simplement une prise électrique. Aucun risque d'incendie, d'explosion ou d'empoisonnement par fuite de gaz. Le brûleur de laboratoire électrique génère un flux d'air comme source de chaleur universelle dans le laboratoire.

Après un court temps de chauffe, le foyer devient rouge et un puissant flux de chaleur s'échappe par le haut. Un tube carré en alliage résistant à la chaleur et aux acides, sert d'échangeur de chaleur, dans la cheminée.

Un fonctionnement continu est possible. Le brûleur électrique s'allume et s'éteint directement sur la prise avec un interrupteur à bascule ou sur le régulateur de puissance (en option).

Données techniques:

- Brûleur à air chaud de 600 à 700°C
- Cheminée en céramique résistante à la chaleur, aux acides et aux alcalis
- Conception fermée du chauffage, donc insensible aux débordements de liquides
- La température de fonctionnement est atteinte après environ 1,5 minutes.
- Sécurité optimale et stabilité, la grille ne dépasse pas les 70 °C.
- Les mailles de la grille évitent le contact direct avec la céramique.
- Ouverture supérieure de la cheminée et du support 38mm.
- Puissance jusqu'à 800 W, alimentation 220 V/50 Hz.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be

*Tout pour
Les Sciences*



Brûleur électrique HOFFMAN avec support

Informations indicatives de www.conatex.fr du 18.07.2024/DE1

Référence: 1143004

Dimensions:

Hauteur 170 mm, Ø du socle 125 mm, Ø extérieur du support 105mm

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be

worlddidac
ASSOCIATION