

## Réfractomètre numérique

Informations indicatives de [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr) du 03.04.2025/DE1

Référence: 1170075



vers la page produit

308,40 € TTC



Grand affichage sur deux lignes

Rapide et précis

Détermine la teneur en saccharose des milieux fluides selon le principe de la mesure de l'indice de réfraction en% Brix. L'appareil est facile à utiliser et garantit des mesures en toute sécurité. Utilisation facile via quelques boutons. Plateau en acier inoxydable: petite quantité d'échantillon requise. Calibrage facile avec de l'eau distillée ou déminéralisée. Boîtier étanche.

Données techniques:

- Teneur en sucre: gamme de 0 à 85% Brix; résolution 0.1% Brix; précision  $\pm 0,2\%$  Brix
- Température: gamme de 0,0 à 80,0°C; résolution 0,1°C; précision  $\pm 0,3$  ° C
- Compensation de température automatique entre 0 et 40 ° C
- Temps de mesure env. 1,5 seconde
- Volume d'échantillon minimum 100 $\mu$ L (pour couvrir complètement le prisme)
- Source de lumière LED jaune
- Anneau en acier inoxydable avec cellule de mesure et prisme en verre au plomb
- Arrêt automatique après 3 minutes de non utilisation
- Classe de protection du boîtier IP65
- Pile 9V / env. 5000 mesures "

Dimensions:

192 x 102 x 67mm

Masse:

420g

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
[info@conatex.fr](mailto:info@conatex.fr) · [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr)

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
[info@conatex.be](mailto:info@conatex.be) · [www.conatex.be](http://www.conatex.be)

Tout pour  
Les Sciences



## Réfractomètre numérique

Informations indicatives de [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr) du 03.04.2025/DE1

Référence: 1170075

Contenu:

livré avec une pile et manuel d'utilisation.

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
[info@conatex.fr](mailto:info@conatex.fr) · [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr)

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
[info@conatex.be](mailto:info@conatex.be) · [www.conatex.be](http://www.conatex.be)

worlddidac  
ASSOCIATION