

Extracteur de scalpel de sécurité

Informations indicatives de www.conatex.fr du 14.03.2025/DE1

Référence: 1213040



vers la page produit

22,08 € TTC

Pour un retrait et une élimination sûrs et faciles des lames de scalpel. Il suffit d'insérer la lame du scalpel, d'appuyer sur le bouton et de tirer le manche. Une fois plein, jetez la boîte.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be