

Masque chirurgical par 50

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.07.2024/DE1

Référence: 1215043



vers la page produit

11,94 € TTC

Qualité testée: conforme CE

Respiration sans soucis: matériau particulièrement respirant

Bon ajustement: précis et serré, arcade nasale flexible et aux bords renforcés

Facile à utiliser: les élastiques garantissent un maintien sûr

Confort élevé : média filtrant PP léger, doux et respirant

Protection de la bouche et du nez : Le masque jetable empêche la pénétration de poussière et de saletés grossières. Il protège également contre les germes et les bactéries, les éclaboussures de liquides potentiellement contaminés et réduit ainsi le risque de propagation des infections, en particulier en cas d'épidémie ou de pandémie. Le masque se compose d'un média filtrant PP doux pour la peau, respirant non toxique, non irritant, sans latex et a peu d'odeur, ce qui garantit un port confortable même sur une longue période.

Le masque jetable bleu se compose de trois couches:

1 - la couche interne, qui est à proximité immédiate de la bouche et du nez, est conçue de manière à ce que l'humidité puisse être facilement absorbée

2 - la couche intermédiaire avec un filtre microbien empêche les particules plus petites d'atteindre la bouche et le nez

3 - la couche externe a des propriétés de blocage de l'eau, ce qui rend difficile la pénétration des particules humides

Le non-tissé et le filtre microbien ont une faible résistance respiratoire et permettent ainsi une respiration presque insouciant avec une protection optimale. En tant que demi-masques qui font le tour du menton, ils ne couvrent qu'une partie du visage. La bouche et le nez sont couverts, tandis que les yeux restent libres pour une vision optimale. Les plis croisés permettent une adaptation flexible à la forme du visage. L'arcade nasale réglable s'adapte de manière flexible au contour du nez. L'ajustement précis garantit une étanchéité fiable et empêche les lunettes de s'embuer. Les élastiques de maintien garantissent un ajustement ferme sans exercer

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be

Masque chirurgical par 50

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.07.2024/DE1

Référence: 1215043

trop de pression sur les oreilles. Ils sont cousus dans le masque pour limiter les déchirures. Article à usage unique et ne peut pas être réutilisé.

Données techniques:

- Protection contre la poussière et les salissures grossières, les germes et les bactéries ainsi que les éclaboussures
- Média filtrant PP: doux pour la peau, respirant, non irritant, sans latex et à faible odeur
- 3 plis
- Plis croisés incorporés
- Arcade nasale réglable

Conditionnement:

Boîte distributrice de 50 pièces

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be